



Jednorázové



Neopren



Postřik



Nejpokročileji řešené rukavice v oblasti prevence alergií

POPIS

- Rukavice DermaShield® vyrobené z polychloroprenu jsou technicky nejvyspělejší sterilní rukavice dostupné dnes na trhu.
- Neobsahují latexové proteiny a akcelerátory, takže minimalizují oba typy alergií spojené s přírodním kaučukem, typ I i typ IV.
- Ačkoli DermaShield® poskytují stejné pohodlí a pružnost jako rukavice z přírodního kaučuku, a to za podobnou cenu, jejich neoprenové složení nabízí lepší chemickou odolnost. A nová obroubená manžeta zabraňuje shrnutí rukavice dolů, což přináší zvýšenou ochranu. DermaShield®: pro optimální ochranu pracovníků i produktů.
- DermaShield® 73-711 jsou sterilní.
- DermaShield® 73-721 jsou k dispozici pro nesterilní kontrolovaná prostředí.

PRODUKTOVÉ DETAILY

Materiál povrstvení	Neopren
Provedení úchopu	Zdrsňelé konečky prstů
Provedení manžety	Obroubená
Tloušťka (mm)	0.175
Barva	Zelená
AQL	0.65
Velikosti EN	6,6.5,7,7.5,8,8.5,9
Délka (mm)	310

BALENÍ

73-711: Balení po páru: Rukavice jsou baleny po jednom páru v polyetylenovém sáčku, zataveném v polyetylenovém obalu; 10 párů v zataveném polyetylenovém sáčku; 5 zatavených polyetylenových sáčků v hlavním sáčku; 4 hlavní sáčky v krabici; 200 párů na karton. Všechny obaly jsou potaženy IPA-odolným inkoustem, který je vhodný pro čistá prostředí. Polyetylenové sáčky mají snadno roztrhnutelné otevírání. Rukavice jsou trojitě baleny pro vynikající kontrolu kontaminace. 73-721: Hromadné balení: 20 pravých a levých rukavic je baleno v oddělených přihrádkách v jednoduše otevíratelném polyetylenovém sáčku s perforovanou linií; 1 polyetylenový sáček ve vakuově svařeném polyetylenovém sáčku; 2 polyetylenové sáčky v hlavním vakuově svařeném polyetylenovém sáčku, 5 hlavních polyetylenových sáčků na krabici; 200 párů na karton. Všechny obaly jsou potaženy IPA-odolným inkoustem, který je vhodný pro čistá prostředí. Rukavice jsou trojitě baleny pro vynikající kontrolu kontaminace.

IDEÁLNÍ APLIKACE

- Sterilní výroba léků
- Biotechnologie
- Manipulace s cytostatiky
- Výroba lékařského zařízení

ZÁKLADNÍ PRŮMYSLVÁ ODVĚTVÍ



NORMY A CERTIFIKACE

73-711				
EN374:2003	EN374:2003	EN421:2010	EN ISO 374-1:2016Type A	EN ISO 374-5:2016
			KLMNPT	VIRUS
73-721				
EN374:2003	EN374:2003	EN421:2010	EN ISO 374-1:2016Type A	EN ISO 374-5:2016
			KLMNPT	

KATEGORIE III

EXTRA VLASTNOSTI

Print date 21-05-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu