

Microflex® 93-833



Nur zum Einmalgebrauch



Nitril



Spritzer



Untersuchungshandschuh aus Nitril mit Ergonomie-Zertifikat

BESCHREIBUNG

- Entwickelt für einen geringeren muskulären Kraftaufwand und größere Produktivität des Trägers durch eine reduzierte Handermüdung. Als erster von U.S. Ergonomics, einem in der Industrie führenden Unternehmen für ergonomische Standards, mit einem Ergonomie-Zertifikat ausgezeichneten Untersuchungshandschuh unterstützt der Microflex 93-833 den Schutz des Trägers vor einem Karpaltunnelsyndrom und minimiert die Risikofaktoren für ergonomisch bedingte Verletzungen am Arbeitsplatz.
- Ein komfortablerer und leichter Handschuh im Vergleich zu anderen Untersuchungshandschuhen dank einer Wandstärke der Innenhand von 0,07 mm und unserer proprietären Nitrilformulierung, die eine erhöhte Tastsensibilität ermöglicht.
- Bis zu 60 % stärker als führende Nitril- und bis zu 90 % stärker als führende Latexhandschuhmarken gewährleistet dieser überraschend dünne und leichte Untersuchungshandschuh eine zuverlässige Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer.
- Durch die Festlegung eines AQL-Standardwerts (Akzeptanzrate für Mikrolöcher), der niedriger ist als der bereits von der Gesetzgebung vorgeschriebene strenge Wert, bietet der Handschuh einen wirksamen Schutz vor Mikrolöchern und anderen Qualitätsmängeln. Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt den Träger vor Allergien, Reizungen und eine Austrocknung der Haut.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschichtungsmaterial	Nitril
Griffprofil	Texturierte Finger
Stulpenart	Rollrand
Wandstärke (mm)	0.07
Zusätzliche Leistungsmerkmale	Antistatisch
Farbe	Blau
AQL	0.65
EN-Größen	5,5 - 6,6,5 - 7,7,5 - 8,8,5 - 9,9,5 - 10
Länge (mm)	240


VERPACKUNG

2500 Handschuhe pro Karton; 250 Handschuhe pro Spender; 10 Spender pro UmkartonGröße 9.5: 2300 Handschuhe pro Karton; 230 Handschuhe pro Spender

IDEALE EINSATZBEREICHE

- Analytische Tests/Messungen
- Biotechnologie
- Verarbeitung von Molkereiprodukten
- Lebensmittelverarbeitung
- Handhabung von komplexen Komponenten
- Laboranalysen
- Durchführung von Labortests
- Leichte Montagearbeiten
- Leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Lackier- und Spritzlackierarbeiten
- Untersuchung von Patienten
- Herstellung von Pharmazeutika
- Zubereitung von Pharmazeutika
- Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten

PRIMÄRINDUSTRIEN



NORMEN UND ZERTIFIKATE



KATEGORIE III

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE



Antistatisch

Print date 20-09-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu