

Nitril

Nyomtatás dátuma 21-10-2019

Kesztyű anyaga

- Nitril (Bevonóanyag)

Potenciálisan káros összetevőkÉrzékenységet kiváltó anyagok

- Cink-dibutiltiokarbamát

EN teszteredmények**Folyadékállóság:**

0.65 elfogadható minőségszint vagy 3 EN teljesítményszint

Chemical permeation:

A vegyi védelemmel kapcsolatban további információt az Ansell webhelyén talál

Európai megfelelés

A kesztyűk megfelelnek a 89/686/EGK európai irányelv, valamint az EN 420:2003 + A1:2009 és EN374:2003 low chemical resistant, EN374:2003 micro organism, EN ISO 374-1:2016 B, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms szabványok előírásainak.

A besorolásuk „Komplex felépítés” (= Halálos veszélyekkel szembeni védelem).

A kész termék EK típusvizsgálati tanúsítványát kiállította, valamint az EK minőségellenőrzést végezte:

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Tárolás

- Ózon- és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen.

Bevonóanyag	Fogófelület	Mandzsetta stílusa	Vastagság (mm)	Extra jellemzők	Szín	AQL	EN méretek	Hossz (mm)
Nitril	Érdesített ujjak	Redőzött	0.14	Antisztatikus	Kék	0.65	5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10,10.5 - 11,11.5 - 12	295

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com

