

# TouchNTuff® DermaShield® 73-701



Enmalig gebruik



Neopreen



Spatten



## IDEALE TOEPASSINGEN

- Productie van aseptische geneesmiddelen
- Biotechnologie
- Manipuleren van cytostatica
- Productie van medische apparatuur

## BELANGRIJKSTE SECTOREN



## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

EN374:2003	EN374:2003	EN421:2010	EN ISO 374-1:2016 Type A	EN ISO 374-5:2016
			KLMNPT	VIRUS

CATEGORIE III

## EXTRA EIGENSCHAPPEN

## De meest geavanceerde handschoen om allergieën te voorkomen

### BESCHRIJVING

- De TouchNTuff®-handschoen is gemaakt van polychloropreen. Technisch is het de meest geavanceerde steriele handschoen momenteel op de markt.
- Omdat de handschoen geen latexproteïnes en –versnellers bevat, worden allergieën van Type I en Type IV, die typisch zijn voor natuurrubber, tot een minimum beperkt.
- TouchNTuff® biedt niet alleen evenveel comfort en soepelheid als handschoenen in natuurrubber, voor een even voordelige prijs, maar garandeert door haar neopreensamenstelling ook een hogere chemische weerstand. TouchNTuff®: voor een optimale bescherming van product en werknemer.
- De TouchNTuff® 73-701 is steriel.

### PRODUCTGEGEVENS

Coatingmateriaal	Neopreen
Gripontwerp	Zandkorrelreliëf op de vingertoppen
Manchetstijl	Recht
Dikte (mm)	0.175
Kleur	Groen
AQL	1.0
EN-maten	6,6.5,7,7.5,8,8.5,9
Lengte (mm)	310

### VERPAKKING

Verpakt per paar: De handschoenen zijn per paar verpakt in een polyester zak die in een polyester enveloppe verzegeld is; 10 paar per verzegelde polyester zak; 5 verzegelde polyester zakken per masterzak; 4 masterzakken per papieren zak; 200 paar per karton. Alle verpakkingen zijn bedrukt met IPA-bestendige inkt die onschadelijk is voor kiemvrije ruimten. De polyester zakken hebben een speciale scheurlijn om ze makkelijk te openen. De handschoenen zitten in drie verpakkingen om ze optimaal te beschermen tegen besmetting.

Print date 15-09-2019

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)