

Microflex® 93-852



Engangsbruk



Nitril



Sprut



Distinkt farge for å skjule flekker for spesielle bruksområder

PRODUKTBEKRIVELSE

- Distinkt svart farge hindrer flekker og sørger for kontrast mot bakgrunnen for identifisering av materiale med lysere farge.
- Har høy strekkstyrke sammenlignet med standardene ASTM D6319 og EN 455, slik at hendene kan beveges fritt og komfortabelt når man har på seg Microflex 93-852.
- Fullstendig teksturert design og formulering som ikke danner skum sørger for at brukeren har godt grep ved våt håndtering av gjenstander.
- Inneholder ingen naturgummilateks og er puddefrie for å beskytte brukeren mot hudallergier av type 1 samt hudirritasjoner og tørrhet.

PRODUKTDETALJER

Belegg	Nitril
Gripemønster	Teksturert overflate
Mansjettype	Vulstet
TYKKELSE (mm)	0.12
Ekstra egenskaper	Antistatisk
Farge	Sort
AQL	1.5
EN-størrelse	5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10
Lengde (mm)	245
Emballasje	100 hansker per eske 10 esker per kartong 1000 hansker per kartong


IDEELLE APPLIKASJONER

- Analytisk testing/mål
- Bioteknologi
- Filtreringsprosesser
- Bearbeiding av næringsmidler
- Laboratorier
- Laboratorietesting
- Lett montering av oljebelagte deler
- Lettere montering
- Lettere oppgaver, vedlikehold og rengjøring
- Mekanisk arbeide
- Lakeringsverksteder
- Farmasøytisk produksjon
- Beskyttelse mot blod og andre kroppsvæsker

PRIMÆRINDUSTRIER



STANDARDS OG SERTIFISERINGER



KATEGORI III

EKSTRA EGENSKAPER



Antistatisk

Print date 21-05-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu