

Microflex® 93-853



Unică folosință



Nitril



Stropire



Mănuși de nitril pentru examinare în condiții de risc ridicat

DESCRIERE

- Manșeta prelungită asigură protecție suplimentară pentru încheietură și braț în medii periculoase. Formularea nitrilică avansată oferă până la de 3 ori rezistența la perforare a mănușilor de unică folosință din latex sau vinil. În combinație cu cele mai mici rate de pori acceptabile (AQL 0,65) aceste mănuși contribuie la stabilirea unui nou standard de protecție.
- Proprietățile neaderente sunt integrate în formularea mănușii pentru a crea o rezistență la benzi sau adevizi, și pentru a ajuta lucrătorii prin creșterea eficienței și vitezei.
- Degetele texturate asigură o priză puternică, eficientă și o excelentă protecție pentru muncitori.
- Construită fără materiale din latex din cauciuc natural sau pudră, pentru a ajuta la protejarea față de alergii, iritarea și uscarea pielii.

DETALII DESPRE PRODUS

Material de acoperire	Nitril
Concept de priză	Degete texturate
Stil manșetă	Cu bordură
Grosime (mm)	0.14
Caracteristici suplimentare	Antistatic
Culoare	Albastru
AQL	0.65
Dimensiuni EN	5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10,10.5 - 11,11.5 - 12
Lungime (mm)	295

AMBALARE

500 mănuși pe cutie de carton pentru transport; 50 mănuși pe dozator; 10 dozatoare pe cutie de carton pentru transport
Dimensiune 11.5-12: 400 mănuși pe cutie de carton pentru transport; 40 mănuși pe dozatorser

Print date 15-09-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu


APLICAȚII IDEALE

- Testări analitice/Măsurători
- Asamblare și inspecție
- Servicii de urgență
- Analize de laborator
- Testări de laborator
- Întreținerea echipamentelor și instrumentelor
- Ateliere de vopsitorie și pulverizare
- Examinarea pacienților
- Fabricația produselor farmaceutice
- Prepararea produselor farmaceutice
- Industria tipografică
- Protecție față de sânge și alt lichide ale corpului

INDUSTRII PRIMARE



STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI



CATEGORIA III

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE



Antistatic