

Винил

Дата печати 17-09-2019

Материал перчаток

- Vinyl (Материал покрытия)

Возможные вредные компонентыСенсибилизирующие вещества

- Отсутствие сенсибилизирующих веществ

Регламент Reach 1907/2006

Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Данные испытаний ENПроницаемость для жидкостей:

Приемлемый уровень качества 4.0 или эксплуатационный уровень по EN 1

Chemical permeation:

За дополнительной информацией о проницаемости для химических веществ, пожалуйста, обращайтесь на сайт компании Ansell

Соответствие требованиям Европейской директивы

Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/ЕЕС и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN374:2003 low chemical resistant, EN ISO 374-1:2016 C, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN374:2003 micro organism.

Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан

Centexbel Technologiemark 7 B-9052 Zwijnaarde

Перчатки соответствуют требованиям Европейского Регламента 1935/2004 «Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами» и Европейского Регламента 2023/2006 «Надлежащая производственная практика для производства материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Дополнительная информация о соответствии стандартам, необходимым для контакта с пищевыми продуктами содержится в Декларации компании Ansell о соответствии стандартам качества, необходимым для контакта с пищевыми продуктами.

Хранение

- Хранить вдали от источников озона и от источников возгорания. Предохранять от воздействия прямого солнечного света. Хранить в сухом и прохладном месте.

Материал покрытия	Поверхность области захвата	Толщина (мм)	Цвет	AQL	Размер по EN	Длина (мм)	Упаковка
Vinyl	Гладкая отделка	0,1	Синий	4.0	6.5,7.5,8.5,9.5	240	100 перчаток в пакете; 10 пакетов в картонной коробке

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com